


アセチル-Brd4 (K332) ウサギポリクローナル抗体 (Swiss O60885) | Wb, Elisa - Brd4 アセチル化検出

商品番号: CM0000116



前書き

アセチル-BRD4-K332 ウサギ pAb (O60885) は、ヒトおよびマウスサンプル中のリジン332でアセチル化されたBRD4を特異的に検出します。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのこの抗体は、エピジェネティックな調節および転写メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル-BRD4-K332 ウサギ pAb
備考/別名	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Acetyl-BRD4-K332
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23476
GeneID	23476
免疫原	合成ペプチド ヒトBRD4 (NP_490597.1) のK332周辺の合成アセチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60885
タンパク質分子量	152kDa
輸送	保冷バッグ