


アセチル化ヒストンH1.4-K26 ウサギポリクローナル抗体 (P10412) | IHC-P、If/Icc、Elisa

商品番号: CM0000152



前書き

アセチル化ヒストンH1.4-K26 ウサギpAb (P10412)

は、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットに反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH1.4-K26 ウサギpAb
備考/別名	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Acetyl-Histone H1.4-K26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3008
GeneID	3008
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH1.4 (NP_005312.1) のK26周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10412
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ