


アセチル化ヒストンH2B-K15 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） | P62807/Q16778

商品番号: CM0000100



前書き

ヒストンH2Bのアセチル化リジン15を標的とするウサギポリクローナル抗体（SWISS: P62807/Q16778）。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットおよびその他の種との反応が予測されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	アセチル化ヒストンH2B-K15 ウサギpAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2B
GeneID	3017/8349
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH2B (NP_003519.1)のK15周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範な反応性が予測されます）
SWISS	P62807/Q16778
配送	保冷バッグ