


アセチル化P53 (K370) ウサギモノクローナル抗体 (P04637) (ウエスタンブロットおよびElisa用)

商品番号: CM0000192



前書き

リジン370 (SWISS P04637)

でアセチル化されたヒトp53を検出するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルでのウエスタンブロットおよびELISAにて検証済み。がんおよびアポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-p53- K370 Rabbit mAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetyl-p53- K370
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	合成ペプチド ヒト p53 (P04637) のK370周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ