

Wb、Ihc-P、Elisa用Alk Rabbit Mab - Q9Um73

商品番号: CM0012088



前書き

ヒトALK
(CD246)を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。神経系の発生および癌生物学において重要な役割を果たす神経受容体型チロシンキナーゼである、未分化大細胞リンパ腫キナーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	ALK Rabbit mAb
備考/別名	ALK1; CD246; NBLST3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	238
遺伝子ID	238
免疫原	ヒトALK (NP_004295.2) のアミノ酸1093-1411に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UM73
タンパク質分子量	176 kDa
配送	アイスバッグ