


Annexin A6/アネキシンVi ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa用 - P08133

商品番号: CM0025202



前書き

ヒトAnnexin

A6/アネキシンVIに対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実験が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。カルシウムシグナル伝達や膜関連プロセスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Annexin A6/アネキシンVI ウサギpAb
備考・別名	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexin A6/アネキシンVI
対象種	ヒト
遺伝子ID	309
免疫原	ヒトAnnexin A6/アネキシンVI (NP_001146.2) のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08133
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤