


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 Anti-14-3-3 Alpha/Beta ポリクローナル抗体 - P31946

商品番号: CM0016163



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証済みのAnti-14-3-3
alpha/beta ウサギポリクローナル抗体。ヒト14-3-3
beta/alpha

(P31946)を標的とし、マウスおよびラットとの交差反
応性を示します。シグナル伝達経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	14-3-3 alpha/beta ウサギ pAb
備考/別名	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7529
GeneID	7529
免疫原	合成ペプチド：ヒト14-3-3 alpha/beta (NP_003395.1)のアミノ酸150-246に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31946
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ