


Anti-15-Pgdh/Hpgd ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15428

商品番号: CM0031038



前書き

ヒト15-

ヒドロキシプロスタグランジンデヒドロゲナーゼに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プロスタグランジン代謝および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	15-PGDH/HPGD Rabbit pAb
備考/別名	PGDH; PGDH1; PHOARI; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
種	ヒト
GeneID	3248
免疫原	ヒト15-PGDH/HPGD (NP_000851.2) のアミノ酸1-266に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15428
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ