


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗53Bp1ポリクローナル抗体 - Q12888

商品番号: CM0025982



前書き

ヒト53BP1

(TP53BP1)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応性あり。WB、IHC-P、ELISAに適しています。DNA損傷応答と修復、テロメア維持、クラススイッチ組換えにおける重要な役割を担います。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	53BP1 Rabbit pAb
備考/別名	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7158
免疫原	ヒトTP53BP1のアミノ酸895-1031に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005648.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12888
タンパク質分子量	214kDa
発送	保冷剤