

## Wb、Elisa用抗A1Bgポリクローナル抗体 - P04217

商品番号: CM0014304

### 前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性が確認された、WBおよびELISA用のA1BGウサギpAb（ポリクローナル抗体）。組換え免疫原、54kDa。血漿タンパク質研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | A1BGウサギpAb                                                        |
| 備考／別名      | A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG                                     |
| 種          | ヒト                                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 1                                                                 |
| 遺伝子ID      | 1                                                                 |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトA1BG (NP_570602.2) のアミノ酸236～495に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                         |
| アプリケーション   | WB、ELISA                                                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS      | P04217                                                            |
| タンパク質分子量   | 54kDa                                                             |
| 発送条件       | 保冷バッグ                                                             |