

Wb、If/Icc、Elisa用抗Aar2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y312

商品番号: CM0019338



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗AAR2ウサギポリクローナル抗体。スプライソソームの形成およびpre-mRNAスプライシングに必須のU5 snRNP構成因子である、ヒトおよびマウスAAR2と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AAR2ウサギpAb
備考／別名	CGI-23; C20orf4; AAR2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	25980
GeneID	25980
免疫原	ヒトAAR2 (NP_056326.2) のアミノ酸1～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y312
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ