


抗Aars2ポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q5Jtz9

商品番号: CM0027023



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体で、ヒトAARS2（ミトコンドリア性アラニルトRNA合成酵素）を標的とし、WBおよびELISAに適しています。ミトコンドリアのタンパク質合成、編集、タンパク質ラクトシル化の研究に最適です。 - Q5Jtz9

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AARS2 ウサギ pAb
備考/別名	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS; AARS2
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57505
遺伝子ID	57505
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAARS2 (NP_065796.1) のアミノ酸841～985番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5Jtz9
タンパク質分子量	107kDa
発送方法	氷袋