


抗Abca1ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O95477

商品番号: CM0007168



前書き

ヒトABCA1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内因性ABCA1（254 kDa）を検出します。脂質代謝およびHDL研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	19
免疫原	組換えタンパク質 ヒトABCA1の1170-1350アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_005493.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95477
タンパク質重量	254kDa
配送	アイスバッグ