

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Abca8A ウサギポリクローナル抗体 - Q8K442

商品番号: CM0021678

前書き

マウスABCA8Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応性があります。コレステロール流出およびHDL調節研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA8A ウサギ pAb
種	マウス
遺伝子ID (マウス)	217258
免疫原	マウスABCA8A (NP_694785.3) のアミノ酸690-828に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8K442
タンパク質分子量	184kDa
発送	保冷バッグ