

Wb、Elisa用抗Abhd5モノクローナル抗体 - Q8Wts1

商品番号: CM0009157

前書き

ヒトABHD5（CGI-58）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ラットと交差反応します。脂質滴生物学、ホスファチジン酸生合成、トリアシルグリセロール代謝の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABHD5 ウサギmAb
備考/別名	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51099
GeneID	51099
免疫原	合成ペプチド ヒトABHD5（Q8WTS1）のアミノ酸100～200番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8WTS1
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤