

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Abi3ウサギモノクローナル抗体 - Q9P2A4

商品番号: CM0006602

前書き

ヒトABI3（NESH/SSH3BP3）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAに適しています。予測分子量39kDaのヒト、マウス、ラットABI3を検出します。腫瘍転移および細胞運動性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABI3 ウサギmAb
備考/別名	NESH; SSH3BP3; ABI3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51225
遺伝子ID	51225
免疫原	ヒトABI3（NP_057512.2）のa.a. 197-366を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2A4
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋