

WbおよびElisa用抗Abrウサギポリクローナル抗体 - Q12979

商品番号: CM0022161

前書き

ヒトABR（Active breakpoint cluster region-related protein）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。GTPaseシグナル伝達および神経研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABRウサギpAb
備考／別名	MDB；ABR
種	ヒト
GeneID	29
免疫原	ヒトABR（NP_001243776.1）のアミノ酸200からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q12979
タンパク質分子量	98 kDa
配送	保冷バッグ