


## Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Acc1 モノクローナル抗体 - Q13085

商品番号: CM0002149



## 前書き

脂肪酸生合成の鍵酵素であるヒトACC1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ACC1 ウサギ mAb                                                     |
| 備考/別名       | ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 31                                                               |
| GeneID      | 31                                                               |
| 免疫原         | 合成ペプチド   ヒトACC1 (Q13085) のアミノ酸350-450に対応する領域の合成ペプチド。             |
| 由来          | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                        |
| 適用          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS       | Q13085                                                           |
| タンパク質分子量    | 266 kDa                                                          |
| 発送          | 保冷剤付き                                                            |