

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ace2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byf1

商品番号: CM0016961



前書き

ヒトACE2を標的とするポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのACE2を認識し、レニン-アンジオテンシン系およびSARS-CoV-2受容体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ACE2 ウサギ pAb
別名	ACEH; ACE2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	59272
GeneID	59272
免疫原	ヒトACE2 (NP_068576.1) のアミノ酸18-740領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYF1
タンパク質分子量	92 kDa
配送方法	保冷剤