

ウェスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Acsl1 ウサギモノクローナル抗体 - P33121

商品番号: CM0012295

前書き

ヒトACSL1を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。長鎖脂肪酸代謝および脂質合成の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACSL1 ウサギ mAb
備考/別名	ACSL1, LACS, FAACL1, FAACL2, LACS1, LACS2
種	ヒト
遺伝子ID	2180
免疫原	合成ペプチド：ヒトACSL1 (NP_001986.2) のアミノ酸598-698に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33121
タンパク質分子量	78kDa
輸送	保冷バッグ