


Anti-Activator Protein 2 (Ap-2/Tfap2A) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P05549

商品番号: CM0016861



前書き

ヒト転写因子AP-2-
アルファ（TFAP2A）を標的とするウサギポリクロー
ナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。発生生物学
および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) ウサギ pAb
備考/別名	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7020
GeneID	7020
免疫原	ヒト Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) (NP_003211.1) のアミノ酸120-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05549
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ