


Anti-Actl6A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O96019

商品番号: CM0026610



前書き

ACTL6A (BAF53A)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を確認済みであり、WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。クロマチンリモデリングおよび神経発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACTL6A ウサギ pAb
備考/別名	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	86
遺伝子ID	86
免疫原	ヒト ACTL6A (NP_004292.1) のアミノ酸30-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96019
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋