

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Acy1ポリクローナル抗体 - Q03154

商品番号: CM0025343



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされた、ACY1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。N-アシルアミノ酸加水分解に関与するヒト、マウス、ラットのACY1（アミノアシラーゼ-1）を認識します。分解経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACY1 Rabbit pAb
備考/別名	ACY1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	95
GeneID	95
免疫原	組換えタンパク質 ヒトACY1 (NP_001185824.1) のアミノ酸1-408に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03154
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋