

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Adam17ポリクローナル抗体 - P78536

商品番号: CM0014788



前書き

ヒトADAM17に対するウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。TNF- α のシェディング、Notchシグナル伝達、炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADAM17ウサギpAb
備考/別名	CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6868
GeneID	6868
免疫原	ヒトADAM17 (NP_003174.3) のアミノ酸700～824内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78536
タンパク質分子量	93kDa
輸送	保冷バッグ