


Wb、If/Icc、Elisa用抗アデノシンデアミナーゼ（Ada）ウサギポリクローナル抗体 - P00813

商品番号: CM0013439



前書き

ヒトアデノシンデアミナーゼ（ADA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。プリン代謝、T細胞活性化、アデノシンシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アデノシンデアミナーゼ（ADA）ウサギpAb
備考／別名	ADA1；アデノシンデアミナーゼ（ADA）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	100
遺伝子ID	100
免疫原	ヒトアデノシンデアミナーゼ（ADA）（NP_000013.2）のアミノ酸1～363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P00813
タンパク質分子量	41kDa
配送	保冷バッグ