

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Agr2 ウサギモノクローナル抗体 - O95994

商品番号: CM0003754



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質AGR2ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのAGR2（粘液分泌と細胞接着に関与する前癌遺伝子）を検出します。癌および分泌経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	AGR2 ウサギ mAb
備考/別名	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10551
GeneID	10551
免疫原	合成ペプチド ヒトAGR2 (O95994)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95994
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ