

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Agtrap ポリクローナル抗体 - Q6Rw13

商品番号: CM0016489

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISA用に検証済みのAnti-AGTRAPウサギポリクローナル抗体。17 kDaのタイプ1アンジオテンシンII受容体関連タンパク質を標的とし、アンジオテンシンIIシグナリングの負の調節因子です。心血管および腎臓疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGTRAP ウサギ pAb
備考/別名	ATRAP; AGTRAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57085
GeneID	57085
免疫原	ヒトAGTRAP (NP_065083.3) のアミノ酸93-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6RW13
タンパク質分子量	17 kDa
発送	保冷バッグ