


Anti-Ahcyl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43865

商品番号: CM0030441



前書き

AHCYL1 (IRBIT)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットのS-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 1を検出します。本タンパク質はカルシウムシグナル伝達、液性分泌、およびアポトーシスに関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHCYL1 Rabbit pAb
備考/別名	DCAL; IRBIT; PPP1R78; PRO0233; XPVKONA; AHCYL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10768
GeneID	10768
免疫原	ヒトAHCYL1 (NP_006612.2) のアミノ酸31-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43865
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスパック