


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ahsp ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzd4

商品番号: CM0026855



前書き

ヒトAHSPに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。赤血球生成、ヘモグロビン安定性、およびβサラセミア研究に適しています。

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHSP ウサギ pAb
備考/別名	EDRF; ERAF; AHSP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51327
GeneID	51327
免疫原	ヒトAHSP (NP_057717.1) のアミノ酸1-102に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NZD4
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ