


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ak1ポリクローナル抗体 - P00568

商品番号: CM0013632



前書き

ヒトおよびマウスにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗AK1ウサギポリクローナル抗体。AK1は、エネルギー恒常性およびヌクレオチド代謝に関する細胞質アデニル酸キナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AK1 ウサギ pAb
備考／別名	HTL-S-58j; AK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	203
GeneID	203
免疫原	組換えタンパク質：ヒトAK1 (NP_000467.1) のアミノ酸1～194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00568
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷剤