

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Akr1C3 ウサギモノクローナル抗体 - P42330

商品番号: CM0010163



前書き

ヒト AKR1C3 (P42330)

を標的とした高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。アンドロゲン代謝およびホルモン依存性がん研究に必須。約37kDaのバンドを検出。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKR1C3 ウサギ mAb
備考/別名	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8644
GeneID	8644
免疫原	ヒトAKR1C3 (P42330) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42330
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ