

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Akt1ポリクローナル抗体 - P31749

商品番号: CM0030275



前書き

ヒトAKT1 (PKB/RAC- α)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。細胞代謝、増殖、生存におけるAKTシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AKT1 ウサギ pAb
備考/別名	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207
GeneID	207
免疫原	ヒトAKT1 (NP_005154.2)のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ