

## Wb、Elisa用 アルコール脱水素酵素1Aモノクローナル抗体 - P07327

商品番号: CM0003381



### 前書き

ヒト Alcohol Dehydrogenase 1A (ADH1A) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。アルコール代謝の研究に最適です。 - P07327.

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Alcohol Dehydrogenase Rabbit mAb                              |
| 備考/別名      | ADH1; Alcohol Dehydrogenase                                   |
| 種          | ヒト                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 124                                                           |
| 遺伝子ID      | 124                                                           |
| 免疫原        | ヒト Alcohol Dehydrogenase (P07327) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                     |
| 交差反応性      | マウス                                                           |
| SWISS      | P07327                                                        |
| タンパク質分子量   | 40 kDa                                                        |
| 配送         | 氷袋                                                            |