


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Aldh1A1 ウサギモノクローナル抗体 - P00352

商品番号: CM0007189



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのALDH1A1ウサギモノクローナル抗体。レチノイン酸合成およびアルデヒド解毒における重要な酵素である、ヒトおよびラットのALDH1A1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1A1 ウサギmAb
備考/別名	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	216
遺伝子ID	216
免疫原	ヒトALDH1A1 (NP_000680.2) のアミノ酸250-350内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P00352
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ