


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Aldh1A2モノクローナル抗体 - O94788

商品番号: CM0008833



前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでバリデーション済みのALDH1A2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのALDH1A2を検出します。N末端配列由来の組換え免疫原を使用し、分子量57 kDaのタンパク質を認識します。氷上で発送され、レチノイン酸シグナル伝達および発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1A2ウサギmAb
備考/別名	DIH4 ; RALDH2 ; RALDH2-T ; RALDH(II) ; ALDH1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8854
GeneID	8854
免疫原	合成ペプチド：ヒトALDH1A2 (NP_003879.2) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94788
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷剤入りバッグ