


Wb、Elisa用抗Aldh1L1ポリクローナル抗体 - O75891

商品番号: CM0025438



前書き

ヒトALDH1L1に特異的なウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。標的はサイトゾル性10-ホルミルテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼで、これは一炭素代謝における重要な酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH1L1 ウサギ pAb
備考／別名	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10840
GeneID	10840
免疫原	組換えタンパク質 ヒトALDH1L1 (NP_036322.2) のアミノ酸1～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75891
タンパク質分子量	99kDa
発送方法	保冷剤