

Wb、Elisa用抗Aldh4A1ウサギポリクローナル抗体 - P30038

商品番号: CM0013302



前書き

ヒトALDH4A1（デルタ-1-ピロリン-5-カルボン酸デヒドロゲナーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスとも交差反応します。プロリン代謝、尿素回路、ミトコンドリア疾患の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALDH4A1ウサギpAb
備考／別名	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8659
遺伝子ID	8659
免疫原	組換えタンパク質[ヒトALDH4A1（NP_003739.2）の354～563アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30038
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ