


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用

抗アルカリホスファターゼ（Alpl）ウサギポリクローナル抗体 - P05186

商品番号: CM0017511



前書き

ヒトアルカリホスファターゼ（ALPL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。骨格の石灰化および熱産生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アルカリホスファターゼ（ALPL）ウサギpAb
備考／別名	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; アルカリホスファターゼ（ALPL）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	249
遺伝子ID	249
免疫原	ヒトアルカリホスファターゼ（ALPL）（NP_000469.3）のアミノ酸120～260に相当する配列を含む組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05186
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ