

Anti-Alkbh1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q13686

商品番号: CM0008567



前書き

ALKBH1 Rabbit mAb (Q13686)は、WB、IP、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのALKBH1を認識します。tRNA/DNA脱メチル化、DNA修復、およびミトコンドリア翻訳の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALKBH1 Rabbit mAb
備考/別名	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8846
遺伝子ID	8846
免疫原	合成ペプチド：ヒトALKBH1 (Q13686) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13686
タンパク質分子量	44 kDa
配送	アイスバック