


Anti-Alkbh7 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9Bt30

商品番号: CM0023572



前書き

ヒトALKBH7を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアRNA脱メチル化および壊死の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALKBH7 Rabbit pAb
備考/別名	ABH7, SPATA11, UNQ6002, ALKBH7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84266
遺伝子ID	84266
免疫原	ヒトALKBH7 (NP_115682.1) のアミノ酸1-221に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BT30
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋