

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Alox5 ウサギモノクローナル抗体 - P09917

商品番号: CM0011637



前書き

ヒトALOX5（5-リポキシゲナーゼ）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのALOX5（78kDa）を検出します。炎症およびロイコトリエン合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALOX5 ウサギ mAb
備考/別名	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	240
遺伝子ID	240
免疫原	ヒトALOX5 (P09917) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09917
タンパク質分子量	78kDa
輸送	保冷バッグ