

抗アルファ1-

アンチトリプシン (Serpina1) ウサギポリクローナル抗体、Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - P01009

商品番号: CM0017339



前書き

アルファ1-

アンチトリプシン (SERPINA1) ウサギpAbは、ヒトおよびマウスのSERPINA1を検出するポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、肺保護に関わる重要なセリンプロテアーゼ阻害剤を標的としています。呼吸器および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	アルファ1-アンチトリプシン (SERPINA1) ウサギpAb
備考/別名	PI; A1A; AAT; P1I; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5265
遺伝子ID	5265
免疫原	組換えタンパク質 ヒトアルファ1-アンチトリプシン (SERPINA1) (NP_000286.3) のアミノ酸156-255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01009
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	水袋