

Anti-Alpi (Iap) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P09923

商品番号: CM0028909

前書き

WBおよびELISAで検証済みのALPIウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。腸管アルカリホスファターゼ（IAP）を標的とし、リン酸代謝および腸内恒常性に関与するGPIアンカー型膜加水分解酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALPI Rabbit pAb
備考/別名	IAP; ALPI
種	ヒト
遺伝子ID	248
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09923
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ