

Wb・Elisa用抗Alpk1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Qp1

商品番号: CM0019498



前書き

ヒトALPK1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。この抗体は、細菌のADP-ヘプトースを感知しNF- κ Bシグナル伝達を活性化する自然免疫キナーゼALPK1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALPK1 Rabbit pAb
別名	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
対象種	ヒト
遺伝子ID	80216
免疫原	ヒトALPK1 (NP_001095876.1) のアミノ酸340～500番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96QP1
タンパク質分子量	139kDa
発送方法	保冷剤