


Wb、Elisa用抗Alx4ウサギポリクローナル抗体 - Q9H161

商品番号: CM0030920



前書き

頭蓋顔面および四肢の発生に関与するホメオボックス転写因子ALX4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ALX4 Rabbit pAb
備考／別名	CRS5; FND2; ALX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60529
GeneID	60529
免疫原	ヒトALX4 (NP_068745.2) のアミノ酸1-220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H161
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤