


WbおよびElisa用 Anti-Amfr ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukv5

商品番号: CM0026568



前書き

ER関連分解に関与するE3ユビキチン-タンパク質リガーゼであるヒトAMFR（gp78）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ユビキチン化およびERストレス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMFR ウサギ pAb
備考/別名	GP78; RNF45; AMFR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	267
遺伝子ID	267
免疫原	ヒトAMFR (NP_001135.3) のアミノ酸384-643に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UKV5
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ