


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Anapc11ポリクローナル抗体 - Q9Nyg5

商品番号: CM0013242



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルANAPC11抗体。ヒトおよびマウスのANAPC11（APC11、10 kDa、Q9NYG5）を検出します。細胞周期およびユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANAPC11ウサギpAb
備考／別名	APC11; Apc11p; HSPC214; ANAPC11
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51529
GeneID	51529
免疫原	ヒトANAPC11（NP_001002245.1）のアミノ酸1〜84に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NYG5
タンパク質分子量	10 kDa
輸送	保冷バッグ