

## Anti-Ant2/Slc25A5 モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P05141

商品番号: CM0006737

### 前書き

ヒトANT2/SLC25A5（ADP/ATPトランスロカーゼ2）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ミトコンドリア研究および代謝研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ANT2/SLC25A5 Rabbit mAb                                      |
| 備考/別名       | T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; ANT2/SLC25A5                        |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 292                                                          |
| GeneID      | 292                                                          |
| 免疫原         | ヒトANT2/SLC25A5（NP_001143.2）のアミノ酸120-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                    |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | P05141                                                       |
| タンパク質分子量    | 33kDa                                                        |
| 配送          | 氷袋                                                           |