

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Anxa1 ウサギポリクローナル抗体 - P04083

商品番号: CM0017211



前書き

ヒトANXA1（アネキシンA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびラットANXA1を検出。炎症および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANXA1 ウサギ pAb
備考/別名	ANXI; LPCI; ANXA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	301
GeneID	301
免疫原	ヒトANXA1 (NP_000691.1) のアミノ酸1-346に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04083
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ