

抗AP1G1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O43747

商品番号: CM0003510



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗AP1G1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のAP-1複合体サブユニットγ-

1を認識します。クラスリン介在性のタンパク質ソーティングおよびトラフィッキングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AP1G1 ウサギmAb
備考/別名	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	164
遺伝子ID	164
免疫原	ヒトAP1G1 (O43747) のアミノ酸723～822領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43747
タンパク質分子量	91kDa
発送方法	氷袋梱包